

KIT EVEREST CARBON



KIT DA ELISOCORSO | TAVOLA SPINALE IN CARBONIO

Kit per elisoccorso composto da:

TELO EVEREST # 855.00

Telo da elisoccorso progettato per essere utilizzato con tavole spinali o materassini a depressione. Collaudato per tutti i tipi di verricelli da elicottero generalmente in uso.

Sistemi di aggancio sospendita a colori differenziati. Fornito completo di tasche multiuso.

Prodotto con nylon antistrappo e Cordura®

Peso: kg 4

X-TRIM 2 # 855.11

Innovativa tavola spinale in fibra di carbonio, completamente radiotrasparente, può essere inserita direttamente in T.A.C., risonanza magnetica, e altri apparati diagnostici, evitando lo spostamento del paziente.

Composta da due elementi pieghevoli, facilmente montabili grazie ai due longheroni di irrigidimento solidali alla tavola.

Peso ed ingombro ridotti al minimo solo 4,9 kg per 5 mm di spessore.

Perfetta per condizionamento e trasporto dei feriti in condizioni di soccorso estreme.

TAYLAN # 855.02

Cinghiaggio per immobilizzazione feriti.

Completamente regolabile e dotato di aggancio rapido mediante connettori.

Peso: kg1

PATTY # 855.03

Sospendita composta da due fasci di cinque fettucce, ognuna di colore differente.

Leggera e compatta, sostiene carichi fino a kN 4.

Weight: kg 0.5

FERMACAPO # 855.06

Fermacapo dotato di mentoniere per l'immobilizzazione del ferito. Si fissa rapidamente alla tavola spinale tramite fettucce in Velcro

ZAINO per TRASPORTO # 855.28

Zaino comodo e compatto dotato di maniglie e spallacci a scomparsa, permette di trasportare il kit da un solo soccorritore o di calarlo con verricello.

Dimensioni: altezza 95 cm - larghezza 55 cm - profondità 20 cm

Attività di utilizzo

ELISOCORSO

SOCCORSO ALPINO

CODICI ARTICOLO

Articolo	Ref.	DM	N. Reg. DM	CE EN	Materiale	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Colore
855SET012KK	/	/	/	DIRETTIVA 93/42/CEE	Carbonio Cordura Nylon	14.5	183	42	Arancione
855SETN12KK	/	/	/	DIRETTIVA 93/42/CEE	Carbonio Cordura Nylon	14.5	183	42	Nero

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166
Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506